



FROGGY MOUTH

ПРАВИЛНА ФУНКЦИЯ НА
ПРЕГЛЪЩАНЕ И ПОЗА НА ЕЗИКА

за 15 минути на ден

Инструкции за млад пациент

ПРЕДПИСАН ВИ Е FROGGYMOUTH

Това устройство коригира функцията на преглъщане, като създава нов модел: по време на преглъщането зъбите влизат в лек контакт и езикът се притиска към небцето.



Вашият лекуващ
лекар ви е дал
FroggyMouth



Освободете
се от
лошите навици



С много
прост
подход



Само за **15 минути** на
ден, докато гледате
телевизор



Всички тези клинични състояния имат едно общо нещо: всички те са свързани по различни начини с позицията на езика. Всъщност, за 40% от населението това, което е известно като изтласкване на езика, може все още да е налице дори след появата на първите кътници. Това води до лоша функция на езика и нарушени орофациални функции, които в крайна сметка оказват влияние върху оптималния растеж.

Като коригира дисфункцията на преглъщането, FroggyMouth помага чрез:

- ⌚ Съкращаване на **продължителността на лечението**
- ↑ Подобряване на **качеството на резултатите**
- ☆ Намаляване на **риска от рецидив**



КАК РАБОТИ FROGGYMOUTH?

FroggyMouth трябва да се носи 15 минути на ден пред телевизора. Докато детето носи устройството, моделът на гълтане се променя автоматично, без да нарушава качеството на съня, което е много важно за децата.



МОЛЯ, СЛЕДВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА FROGGYMOUTH



Носете го по **15 минути** на ден, за да развиете бързо и ефективно нов начин на преглъщане. **Рутината е от съществено значение.**



Носете пред повдигнат **телевизионен** екран или компютър. Това гарантира, че **хоризонталната визуална равнина** е неподътната, като по този начин се предотвратява всяка поза с наведена глава.



Вниманието на пациента трябва да бъде задържано от екрана, така че новият начин на преглъщане да стане **автоматичен и естествен.**

3 КЛЮЧОВИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗАПОМНИТЕ



Нормално е да усетите повишено слюноотделяне при носене на устройството, особено в първите дни на употреба; ако това продължи повече от **10 дни**, уведомете вашия лекуващ лекар.



Трябва да носите устройството **ВСЕКИ** ден.



Ако премахнете устройството **ПРЕЗ** 15-минутния период, **започнете отначало.**



ПОЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Почистете го с четката и пастата си за зъби. Подсушете го напълно и го поставете обратно в кутията му.





**ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОКЛИПА ЗА ПРАВИЛАТА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО**



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ НА ТОЗИ АПАРАТ, ПОСЕТЕТЕ:

WWW.FROGGYMOUTH.COM



Моля, внимателно прочетете инструкциите в листовката, предоставена с медицинското устройство.

FROGGYMOUTH – Медицинско изделие клас I – CE

Biotech Dental Smilers – 305 Allées de Craponne – 13300 Salon-de-Provence, Франция